



# Водич за користење на POCtech cloud

Некои услови: 1. пациентот ја користи Апликацијата за телефон. 2. Телефонот е во можност да се поврзе онлајн.


1. Одете на веб страната [www.poctechcloud.com](http://www.poctechcloud.com) а потоа кликнете “Patient”



2. Креирај нов профил (Apply a new account)



3. Внесете го Вашиот email account а потоа кликнете “register”



4. Одете во Вашиот mail box и кликнете “click to register” за да го активирате Вашиот профил (account).

📧 答复 📧 全部答复 📧 转发



无  
335426637@qq.com  
POCTech Account Activation


收件人 □ justin.zhang@pocotech.net

Welcome to register POCTech account!

This is an activation email for POCTech account. Please click on the following link to activate it:


[Click to register](#)

5. Внесете го серискиот број на предавателот (transmitter) , вашата лозинка (password), и потоа кликнете “submit”




The screenshot shows a registration form titled "Register Your POCTech account!". The form includes three input fields: "Serial number" with the value "sn16100431", "Password" with masked characters, and "Password Confirmation" with masked characters. Each field has a green checkmark on the right. Below the fields is a teal "submit" button with a right-pointing arrow icon. The background of the form is a white panel with a teal border, set against a larger teal and white background with circular patterns.

6. Кога профилот е регистриран успешно, кликнете на “to land” за да се логирате.




The screenshot shows the success message after registration. The text reads: "欢迎来到凯立特, sn16100431!" followed by "Your account has been registered successfully. Next you can visit our blood glucose monitoring website." Below this text is a teal "To land" button with a right-pointing arrow icon, which is highlighted with a red rectangular border. The background of the form is a white panel with a teal border, set against a larger teal and white background with circular patterns.


7. Внесете го вашиот емаил акаунт (email account) или Вашиот сериски број на предавателот и вашата лозинка (password) кои штотуку ги поставивте во чекор број 5 за да се логирате.



8. Се отвара почетната страна со сите функции и информации за селектираниот временски период.



9. За да ги видите податоците поврзани со нивото на гликоза, одберете “data summary” и “daily”. Одете подолу на страницата, изберете го денот во моментот кога сакате да го видите нивото на гликоза во крвта и ќе ги видите информациите во real time.



10. Ако го смените предавателот и сеуште сакате да го користите овој профил(account), кликнете на “settings”, внесете го серискиот број на новиот предавател (transmitter) а потоа кликнете “modify” за да го завршите сетирањето.

